

## 项目概述

本项目 8 个包，拟采购普通耗材 1 批及相关配送服务供应商。

包号	品目序号	货物名称	规格型号	是否允许进口	计量单位	预采购数量(3年)	本项目单品最高限价(元)	用途
01 包外科耗材 1	01-01	一次性包皮环切缝合器	刀刃口直径 8mm-36mm	否	套	1400	1100	适用于临床包皮环切缝合手术。
	01-02	一次性使用血液灌流器	树脂吸附剂填充量 280ml, 血室容量 150±10ml	否	支	60	1750	产品与血液净化装置配合进行血液灌流治疗,利用合成树脂的吸附作用,通过体外循环血液灌流的方法来清除人体内源性和外源性代谢产物、毒素及余量药物。
	01-03	一次性使用血液灌流器	树脂吸附剂填充量 130ml, 血室容量 100±10ml	否	支	4000	578	产品与血液净化装置配合进行血液灌流治疗,利用合成树脂的吸附作用,通过体外循环血液灌流的方法来清除人体内源性和外源性代谢产物、毒素及余量药物。
	01-04	一次性使用血浆胆红素吸附器	离子树脂吸附剂填充量 330ml, 血室容量 125±25ml	否	支	60	3899	用于各种疾病引起的高胆红素血症、高胆汁酸血症。
	01-05	呼吸回路	成人无创, 内壁光滑 ≤1.7m	否	套	500	80	与呼吸供气设备配套, 将呼吸用的气体或气体混合物输送给患者。
	01-06	呼吸回路	成人有创, 螺纹型 ≤1.7m	否	套	3000	80	与呼吸供气设备配套, 将呼吸用的气体或气体混合物输送给患者。
	01-07	泌尿外科专用导丝	亲水涂层, 高分子 包覆型:规格 0.021mm-0.035mm, 外径 (0.53mm-0.90mm) ±0.05mm, 长度 (800mm-1500mm) ±30mm	否	支	4000	600	用于泌尿外科导管插入时的辅助支撑。
	01-08	一次性使用呼吸过滤器	长度: 62±5, 外口径: 22±0.5, 内口径: 15±0.5	否	个	18000	20	用于呼吸机及麻醉机管路中过滤 0.5um 以上细菌、微粒及增加气体湿化程度,也可以在肺功

								能检查时与肺功能检查设备配套使用,用于过滤病人带有0.5um以上细菌病原体的飞沫等有害物质来保护肺功能检查设备。
01-09	一次性使用呼吸过滤器	皱纸型,圆形带盖帽	否	个	600	40		供临床单位用于连接患者端或呼吸回路的机器端(麻醉机或呼吸机),以过滤微小颗粒。
01-10	一次性使用无菌中心静脉导管套件	14G~20G、4F~8F,斜面,单腔	否	套	1500	135		用于输入药液或抽取血样和/或用于压力或其他测量用。
01-11	一次性使用无菌中心静脉导管套件	4F~14F,斜面,双腔	否	套	900	230		用于输入药液或抽取血样和/或用于压力或其他测量用。
01-12	一次性使用高压造影注射器及附件	65ml/65ml,双筒	否	套	900	147.2		适用于CT、DSA、MRI、US检查时,与高压注射设备配套使用。其中附件耐压值≤2.1MPa(300psi)的连接管适用于CT、MRI、US检查造影用,耐压值>2.1MPa(300psi)的连接管适用于MRI造影用。
01-13	一次性使用高压造影注射器及附件	200ml/200ml,双筒	否	套	2400	170		本产品适用于CT、DSA、MRI、US检查时,与高压注射设备配套使用。其中附件耐压值≤2.1MPa(300psi)的连接管适用于CT、MRI、US检查造影用,耐压值>2.1MPa(300psi)的连接管适用于CT造影。
01-14	一次性使用高压造影注射器及附件	150ml单筒	否	支	1500	90		本产品适用于DSA检查时,与高压注射设备配套使用,其中附件耐压值耐压值>2.1MPa(300psi)的连接管适用于DSA介入造影
01-15	一次性使用高压造影注射器及附件	200ml单筒	否	支	1200	68		本产品适用于CT检查时,与高压注射设备配套使用,其中附件耐压值≤2.1Ma(300psi)的连接管适用于CT检查

								造影用
	01-16	一次性使用高压造影注射器及配件	≤120cm 单通道连接管（耐压≥600Psi）	否	支	1000	28	附件耐压值>2.1MPa(600psi)的连接管，适用于DSA检查造影连接高压造影注射器配套使用，最大压力值不得超过600psi；
	01-17	一次性使用高压造影注射器附件连接管(Y管)	≤150cm 多通道连接管（耐压≥300Psi）	否	支	10000	30	附件耐压值≤2.1MPa(300psi)的连接管，适用于CT检查造影连接高压造影注射器配套使用，最大压力值不得超过300psi；
	01-18	一次性使用气管导管	3mm-11mm	否	支	300	11	供全麻或人工复甦中建立人工气道用。
	01-19	气管切开插管	6.5mm--8.0mm 带囊	否	支	240	48	供全麻或复甦时建立有创人工气道用。
	01-20	一次性使用无菌导尿管	双腔标准型 8-26Fr	否	支	750	7	用于人体尿道导尿，留置导尿。
	01-21	一次性使用无菌导尿包（带水）	8F-24F	否	套	6000	19.5	供医疗单位给患者作导尿、尿液收集、取样使用。
	01-22	一次性使用输尿管导管	长度≥200mm，壁厚≥0.025mm，外径1.7±0.33mm	否	支	3000	15	供输尿管支撑，引流用。
	01-23	一次性使用吸痰管	配痰液收集器 6F~14F	否	只	1500	4.5	用于气管插管和气管切开手术时作治疗性吸引用。
	01-24	一次性使用吸痰包	6F~16F	否	套	120000	2.5	用于气管插管和气管切开手术时作吸出患者气道内分泌物，以保持气道畅通。
	01-25	一次性使用颅脑外引流器	F8-F25	否	套	240	800	适用于对人体脑脊液、脑出血导致颅内压增高疾病需进行颅外引流的患者。
	01-26	全自动注药泵输液装置（化疗泵导管）	≥300ml	否	套	480	280	用于多种原因引起的疼痛以及需要持续或间断注入药液的病人，也可用于癌症病人的化疗。给药途径为静脉给药和硬膜外给药。
02 包外科 耗材 2	02-01	可吸收止血结扎夹	单颗包装	否	颗	3600	230	血管或组织夹闭
	02-02	一次性直线型切割吻合器和钉仓	切割长度 75mm 缝合长度 77mm	否	把	480	2093	肠管剪断并缝合

02-03	一次性直线型切割吻合器和钉仓	切割长度 75mm 缝合长度 77mm	否	把	360	690	钉仓组件
02-04	一次性管型吻合器	管腔外径 26mm/管腔外径 29mm	否	把	300	2450	肠管吻合
02-05	弯型和直型腔内吻合器	管腔外径为 25mm/管腔外径为 29mm	是	把	70	3750	肠管吻合
02-06	腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓	器械杆身长度 340mm, 缝合长度 60mm	是	把	90	4020	肠管吻合
02-07	腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓	白色钉仓 成钉高度 1.0mm 切割线 57mm 缝合线 60mm 缝钉排数 6 排 蓝色钉仓 成钉高度 1.5mm 切割线 57mm 缝合线 60mm 缝钉排数 6 排 绿色钉仓 成钉高度 2.0mm 切割线 57mm 缝合线 60mm 缝钉排数 6 排	是	个	350	1920	腔镜钉仓组件
02-08	弧形切割吻合器和钉仓	缝合长度 40mm	是	把	120	4095	肠管剪断并缝合
02-09	疝环充填补片	圆锥形 3.8*5cm, 上片 4.5*8.8cm	是	片	120	2800	疝气修补
02-10	疝修补网织片	椭圆形, 8*12cm	是	片	140	3510	疝气修补
02-11	疝修补补片	8.5*13.7cm,	是	片	240	3200	疝气修补
02-12	疝修补补片	8.5*13.7cm,	是	片	140	3200	疝气修补
02-13	可吸收再生氧化纤维素	2.5 *5.1cm	是	包	60	850	止血材料
02-14	一次性使用套管穿刺针	10mm	否	套	2500	370	替代传统腔镜戳卡
02-15	一次性使用套管穿刺针	12mm	否	套	2500	370	替代传统腔镜戳卡
02-16	一次性使用组织闭合夹	大号: 6mm~10mm 中号: 3mm~6mm 小号: 2mm~4m	否	枚	2500	120	血管或组织夹闭
02-17	一次性使用含药中心静脉导管	含药双腔 7F	否	套	2400	325	中心静脉导管
02-18	一次性使用套管穿刺器	5mm	否	套	2000	350	替代传统腔镜戳卡
02-19	一次性肛肠吻合器及组件	器械外径 32mm	否	把	100	2600	适用于齿状线上黏膜选择性切除。

	02-20	氨基丙烯酸 异丁酯医用 胶	0.4ml	否	支	30	450	用于手术切口接近 皮肤表面边缘的闭 合,包括微创介入手 术穿刺口的封闭、完 全清创后创口的封 闭,不可用于皮肤亚 表层的闭合。
	02-21	疝修补补片	10.8cm*16.0cm	是	片	120	3780	疝气修补
03 包外科耗 材 3	03-01	生物膜(人工 硬脊膜)	30*50	否	盒	10	3000	用于硬脑(脊)膜缺 损的修复
	03-02	生物膜(人工 硬脊膜)	40*60	否	盒	10	4984	用于硬脑(脊)膜缺 损的修复
	03-03	生物膜(人工 硬脊膜)	80*100	否	盒	10	9744	用于硬脑(脊)膜缺 损的修复
	03-04	微创扩张引 流套件	F18	否	套	500	1960	用于肾结石或肾积 水病人经皮肾穿刺 扩张引流用。
	03-05	电凝镊	直型、枪型	是	支	100	260	术中电凝止血
	03-06	一次性使用 无菌导尿管	双腔 8-30Fr	是	支	50	300	术中电凝止血
	03-07	一次性使用 无菌导尿管	三腔 16-26Fr	是	支	50	320	应用于术后长期置 管患者
	03-08	导丝	PTFE 导丝 0.82mm(0.032)	否	支	100	1300	用于引导器械进入 输尿管和肾脏
	03-09	可降解止血 粉	0.2克/瓶	否	瓶	50	480	外科手术止血
	03-10	可降解止血 粉	0.5克/瓶	否	瓶	50	900	外科手术止血
	03-11	高频切除电 极	弦外径 0.28± 0.03mm,总长度 261.6mm,偏差: +0.1mm/-0.4mm	是	根	90	1650	本产品与内窥镜和 高频电刀配套使用
04 包宫 安康	04-01	宫腔用交联 透明质酸钠 凝胶(宫腔用 交联透明质 酸钠凝胶(宫 安康))	3ml	否	支	2400	430	宫腔镜手术、人工流 产手术
05 包 一次 性切 口牵 开固 定器	05-01	一次性切口 牵开固定器 (套)	外卡环外径: 60mm 内卡环外径: 70mm 管道外径: 60mm	否	支	25	390	扩展切口术野,保护 切口免受损伤,减少 切口感染
	05-02	一次性切口 牵开固定器 (套)附件腹 腔镜手助套 装密封帽	直径: 60±5mm 高 度: 20-38mm	否	支	25	2000	扩展切口术野,保护 切口免受损伤,减少 切口感染

06 包 老年 痴呆 筛查	06-01	阿尔茨海默 相关神经丝 蛋白 (AD7C-NTP) 检测试剂盒 (酶联免疫 法)	48 人份/盒	否	人份	1200	190	用于老年痴呆早期 筛查
07 包 刨削 刀头	07-01	刨削刀头 1	2.9mm 灭菌微型链 接刨削刀头	是	支	10	1800	用于关节镜下切除 术中切割和去除患 者的软组织。
	07-02	刨削刀头 2	2.9mm 大轮毂刨削 刀头	是	支	10	1800	用于关节镜下切除 术中切割和去除患 者的软组织。
	07-03	刨削刀头 3	2.0 全半径刨削刀 头	是	支	10	1800	用于关节镜下切除 术中切割和去除患 者的软组织。
	07-04	刨削刀头 4	2.9mm 全半径大轮 毂刨削刀头	是	支	10	1800	用于关节镜下切除 术中切割和去除患 者的软组织。
	07-05	刨削头	球状刨削头 3.5mm	是	支	10	1800	用于手术中去除软 组织和骨组织
	07-06	刨削刀头 5	球状刨削头 2.9mm	是	支	10	1800	用于手术中去除软 组织和骨组织
08 包 可吸 收胶 原蛋 白缝 合线	08-01	可吸收胶原 蛋白缝合线	4-0*25cm, 2-0*25cm	不是	根	700	450	广泛应用于各类外 科手术中,用以缝合 伤口、联结组织

注：本次的“预采购数量”只作为本项目采购报价使用的数量，最终结算以实际使用数量为准。